

ژل جداکننده ی سرم خون

Javadd-01001

معرفی: ژل جدا کننده سرم خون Javadd-01001 ژاو افزونه آور ترکیبی پلیمری است که در شرایط سانتریفیوژ مناسب ویسکوزیته آن کاهش می یابد و در طول لوله خونگیری حرکت می کند و به محض اتمام سانتریفیوژ لایه ای ساکن بین لخته و سرم خون ایجاد می کند و در نتیجه سه لایه متشکل از لخته خون، ژل جدا کننده و سرم خون در لوله به صورت کاملاً تفکیک شده ایجاد می شود. در نهایت ژل به دلیل ماهیت بی اثر بودن بدون اینکه بر خواص خون تأثیری داشته باشد سرمی شفاف و با کارایی بالا جهت آزمایشهای کلینیکی را از ساختار خون جدا می کند.

کاربرد: ژل جدا کننده سرم ژاو افزونه آور قابلیت استفاده در لوله های خونگیری هم به شکل وکیوم شده و هم غیر وکیوم را دارد و بدون محدودیت در تمام لوله هایی که نیاز به جداسازی سرم خون است می تواند استفاده شود.

خواص ژل جداکننده خون:

ظاهر محصول	پلیمر ویسکوز نیمه شفاف
عملکرد	بی اثر نسبت به ترکیبات خون و غیرقابل حل در آب
دانسیته	07.1-1.03 گرم بر سانتی متر مکعب
ترکیبات فرار	کمتر از 1.5%
حرکت پذیری	ساکن در دمای کمتر از 50 درجه سانتی گراد

بسته بندی محصول: در سطل فلزی با وزن 10-20 کیلوگرم

شرایط نگهداری: در محیطی با دمای 2-25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش زا نگهداری شود. در صورت رعایت شرایط فوق محصول حداقل به مدت یک سال قابل نگهداری در انبار می باشد.
ایمنی: توصیه می شود در زمان تماس از دستکش و لباس کار مناسب برای جلوگیری از آلوده شدن ژل و اپراتور استفاده شود.